



Foszfát (orto/összes) küvettateszt, 0,05-1,5 mg/liter PO₄-P

Termékszám:

LCK349

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megadott határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer miatt a felhasználók számára maximális biztonság

A reagens kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Orto/összes foszfát
Méréstartomány:	0,05 - 1,5 mg/L PO ₄ -P
Méréstartomány (2):	0,15 - 4,5 mg/L PO ₄
Módszer név:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Foszfát, orto + összes
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	összes foszforhoz
Standard method:	EN ISO 6878
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen