



Ezüst küvettateszt, 0,04-0,8 mg/liter Ag

Termékszám:

LCK354

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	0,04 - 0,8 mg/L Ag
Módszer név:	Hach módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Ezüst
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25