



Keményítő küvettateszt, 2-150 mg/liter

Termékszám:

LCK357

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Előre adagolt reagensek a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Küvettateszt oldható keményítőhöz
Méréstartomány:	2 - 150 mg/L Keményítő
Módszer név:	Hach módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Keményítő
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25