



Ón küvettateszt, 0,1-2 mg/liter Sn

Termékszám:

LCK359

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant: N/A

Különleges jegyzet: Az „oldható ón” kifejezést azokra a komplexben vagy fel nem oldott ónvegyületekben lévő ónra (például ón-NTA komplexre) értjük, amelyek sósavas közegben, oxidálószer jelenlétében oldott formába vihetők. Oldott ón(II)- és (IV)-ionok

Leírás: oldható ón

Méréstartomány: 0,1 - 2,0 mg/L Sn

Módszer név: Fluor-piridin (PYF)

Műszer: DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000

Paraméter: Ón

Platform: LCK

Roncsolás szükséges: igen

Tárolási feltételek: 2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)

Tesztek száma: 24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)