



Cink küvettateszt, 0,2-6,0 mg/liter Zn

Termékszám:

LCK360

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Különleges jegyzet:	Az összes cink feltárásához használja a Crack Set LCW902 készletet.
Méréstartomány:	0,2 - 6,0 mg/L Zn
Módszer név:	PAR
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Cink
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes cinkhez
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)