



Savkapacitás - KS4.3, küvettateszt, 0,5-8,0 mmol/liter

Termékszám:	LCK362
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, környezetbarát

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensek kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	KS _{4,3} /kalcium-karbonát, CaCO ₃
Méréstartomány:	0,5 - 8,0 mmol/L
Méréstartomány (2):	25 - 400 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	Hach módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Savkapacitás
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25