



Cirkónium küvettateszt, 6-60 mg/liter Zr

Termékszám:

LCK364

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Az első specifikus, egyszerűen használható gyorseszteszt, amivel a passziválási folyamat alatt értékelhető a cirkónium koncentrációja.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A kevesebb vegyszer miatt környezetbarát.

A technológia helyes cirkónium-koncentrációjának beállítását segíti.

A cirkónium-alapú bevonatkészítésnél minimálisra csökkenti a vegyszerfogyasztást és a költségeket.

Hozzásegít az állandó magas termékminőség fenntartásához.

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	6 - 60 mg/L
Módszer név:	SurTec/Hach módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Cirkónium
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	25