



TOC küvettateszt (öblítékes módszer), 30-300 mg/liter C

Termékszám:

LCK386

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensok a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagensok kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Összes szerves szén
Méréstartomány:	30 - 300 mg/L C
Módszer név:	Kihajtásos módszer, perszulfátos feltárás
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	TOC
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Standard method:	EN 1484
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	25