



Karbonát/szén-dioxid küvettateszt, 55-550 mg/liter CO₂

Termékszám:	LCK388
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagensek, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonság, könnyű kezelés és fotometriás értékelés, természetbarát

Precíz és megbízható mérési értékek

Maximális biztonság a felhasználók számára a zárt rendszernek és a kis mennyiségű vegyszernek köszönhetően

A reagensek kényelmes és hibátlan adagolása

A vonalkódcímke segítségével a fotométer automatikusan felismeri

A tesztek és a mérési tartományok a színkód segítségével különböztethetők meg

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	55 - 550 mg/L CO ₂
Módszer név:	pH-indikátor
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Karbonát/szén-dioxid
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25