



AOX küvettateszt, 0,05-3,0 mg/liter

Termékszám:

LCK390.00

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Az adszorbeálható szénhidrogének fotometriás meghatározásához. Egyszerűen használható, teljesen felszerelt dobozba csomagolva.

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Leírás:	Adszorbeálható szerves halogenidek
Méréstartomány:	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Módszer név:	Feltárás + vas(III)-tiocianát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	AOX
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)
Tesztek száma:	24