



Szabad klór küvettateszt, 0,05-2,0 mg/liter Cl₂

Termékszám:

LCK410

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Küvettateszt a szabad klór meghatározásához 0,05-2,0 mg/liter Cl₂ és a klór-dioxid meghatározásához 0,09-3,8 mg/liter ClO₂ között

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.05 - 2.0 mg/L Szabad Cl ₂ /ClO ₂
Módszer név:	DPD
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Szabad klór
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)