



Réz nyomelemzési küvettateszt, 0,01-1,0 mg/liter Cu, 20 teszt

Termékszám:	LCK529
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, környezetbarát

Kényelmes kezelés 50 mm-es négyszögletes küvettákkal + Dosicaps

Legmagasabb fokú pontosság az ultra alacsony tartományú koncentrációk elemzéséhez

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Különleges jegyzet:	Az összes réz feltáráshoz használja a Crack Set LCW902 készletet.
Leírás:	Réz nyomelemzés, 50 mm tesztküvetta
Méréstartomány:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Módszer név:	Batokuproin-diszulfonsav
Műszer:	DR3900, DR6000
Paraméter:	Réz nyomelemzés
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes rézhez
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	20