



Nitrit nyomelemző küvettateszt, 0,0015-0,03 mg/liter NO₂-N

Termékszám:

LCK541

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Az LCK 541 tartalma reagenskészlet és LKP341 (50 mm-es félmikro műanyag küvette, 10 db)
Leírás:	Nitrit nyomelemző küvettateszt
Méréstartomány:	0.0015 - 0.03 mg/L NO ₂ -N
Méréstartomány (2):	0,005 - 0,1 mg/L NO ₂
Módszer név:	Diazotizálás
Műszer:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	Nitrit nyomelemzés
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	2 - 8 °C
Tesztek száma:	50