



Szulfid küvetteszt, 0,1-5,0 mg/liter SO₃

Termékszám:	LCK654
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

LCK küvettesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagens a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagens kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

EPA compliant:	N/A
Méréstartomány:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Módszer név:	Hach módszer
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900
Paraméter:	Szulfid
Platform:	LCK
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	25