



## Silica acid (high range) reagent set 0.8-100 mg/L SiO<sub>2</sub>

**Termékszám:**

**LCS028**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):  
Elérhető

Elérhetőségünk



Or 0.4-50 mg/L Si

---

### Műszaki adatok

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Különleges jegyzet:    | Round cuvette LCW906 needed                    |
| Leírás:                | reagent set for Silica acid/Silicon high range |
| Méréstartomány:        | 5 mL                                           |
| Méréstartomány (2):    | 0,4 - 50 mg/L Si                               |
| Módszer név:           | Molybdenum blue                                |
| Paraméter:             | Silica                                         |
| Speciális tulajdonság: | HR, 50 tests                                   |
| Tárolási feltételek:   | 15 °C - 25 °C                                  |
| Tesztek száma:         | 50                                             |

---

### Szükséges tartozékok

- Kerek küvetták gumidugóval, 13 mm (25 db) (Item LCW906)