



Króm (III és VI) nyomelemző küvettateszt, 0,005-0,25 mg/liter Cr

Termékszám:

LCS313

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Hach küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, környezetbarát

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

Az értékeléshez 50 mm-es félmikro küvetták szükségesek.

Leírás:

Króm (VI) és összes

Méréstartomány:

0,005 - 0,25 mg/L Cr (VI)

Méréstartomány (2):

0,005 - 0,25 mg/L Összes Cr

Módszer név:

EN ISO 11083, DIN 38405-D24

Paraméter:

Króm nyomelemzés

Platform:

LCK

Roncsolás szükséges:

Igen, összes krómhoz

Tárolási feltételek:

2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)

Tesztek száma:

25