



Cink nyomelemző küvettateszt, 0,02-6,0 mg/liter Zn

Termékszám:

LCS360

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Hach küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Használatra kész, maximális biztonságot garantál, könnyen kezelhető, fotometriás értékelő rendszer, környezetbarát

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Az összes cink feltárásához használja a Crack Set LCW902 készletet.
Méréstartomány:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Módszer név:	PAR
Paraméter:	Cink nyomelemzés
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen, összes cinkhez
Tárolási feltételek:	15 - 28 °C
Tesztek száma:	24 (A teszt tartalmazza a nulla koncentrációjú oldatot is.)