



Hidrazin reagenskészlet, 0,01 - 2,0 mg/L N_2H_4

Termékszám:

LCW025

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Hidrazin meghatározásához 4-dimetilamino-benzaldehid módszerrel

Műszaki adatok

Leírás:	Reagenskészlet hidrazinhoz
Méréstartomány:	0,01 - 2,0 mg/L N_2H_4
Módszer név:	4-dimetilamino-benzaldehid
Paraméter:	Hidrazin
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	60