



Mangán reagenskészlet, 0,005 - 0,5 mg/L Mn

Termékszám:

LCW532

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Mangán meghatározásához PAN módszerrel

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	50 mm-es négyszögletes küvette, LZP341 szükséges
Méréstartomány:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Módszer név:	1-(2-piridil-azo)-2-naftol (PAN)
Paraméter:	Mangán
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	50

Szükséges tartozékok

- Mintacella, 50 mm-es négyszögletes polimetil-metakrilát (PMMA), 10 db (Item LZP341)