




Ammonium/Potassium Combination Standard Solution: 5.000 mg/L NH₄⁻N, 20.000 mg/L K, 1000 mL

Termékszám:	LCW892
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Ammonium/Potassium standard for validation purpose of ammonium process probes.

Műszaki adatok

Koncentráció:	5000 mg/L NH ₄ -N, 20.000 mg/L K
Műszer:	Amtax sc
Paraméter:	Ammonium