



Membránszűrő készlet 50 db 1,2 µm-es membránszűrővel

Termékszám:	LCW904
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

A készlet 50 db speciális szűrőmembránt (1,2 µm) és 1 db eldobható fecskendőt (10 ml) tartalmaz. Zavaros minták szűrésére az oldott alkotórészek meghatározásához

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A készlet 50 db speciális szűrőmembránt (1,2 µm) és 1 db eldobható fecskendőt (10 ml) tartalmaz.
Leírás:	Minta-előkezelés zavaros mintákhoz
Paraméter:	Membránszűrő készlet (1,2 µm)
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	50