



Szűrővizsgálat szerves komplexképző anyagokra

Termékszám:

LCW907

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Gyors szűrővizsgálat a nehézfémek biztonságos elemzéséhez: ha vannak szerves komplexképző anyagok, a mintát a meghatározás előtt fel kell tártani.

Műszaki adatok

Leírás:	Szűrővizsgálat vizuális vagy fotometriás értékeléssel
Méréstartomány:	3 - 20 NTA
Módszer név:	Szintelenítés
Paraméter:	Szerves komplexképző anyagok
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	50