



Membránszűrő készlet 50 db 0,45 µm-es membránszűrővel

Termékszám:	LCW916
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Zavaros minták szűrésére, például DOC elemzéshez TOC küvettatesztekkel

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A készlet 50 db speciális szűrőmembránt (0,45 µm) és egy eldobható fecskendőt (10 ml) tartalmaz.
Leírás:	Minta-előkezelés zavaros mintákhoz
Paraméter:	Membránszűrő készlet (0,45 µm)
Tárolási feltételek:	15 °C - 25 °C
Tesztek száma:	50