



CleanUp készlet az LCK319 cianid küvettateszthez

Termékszám:

LCW923

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



CleanUp készlet a zavaró szulfid, szulfit, ditionit és tioszulfát eltávolításához, a tesztküvettás cianid-meghatározáshoz

Műszaki adatok

Leírás:	CleanUp készlet az LCK319 készlethez a zavaró szulfid, szulfit, ditionit és tioszulfát eltávolításához
Paraméter:	CleanUp készlet
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C
Tesztek száma:	24