



## Pipette tips 1.0-5.0 mL (750 pcs)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b> | <b>LYW787</b>  |
| HUF Ár (nettó):    | Elérhetőségünk |
| Elérhető           |                |

Pipette tips 1.0-5.0 mL for variable pipette 1.0-5.0 mL, fixed pipette 0.2 mL and electronic pipette 0.2-5.0 mL

---

### Műszaki adatok

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Leírás:                | Pipette tips (1.0-5.0 ml) for BBP065, BBP164 and BBP087 |
| Térfogat/ csomagméret: | 1000 pcs                                                |