



SIGMA SD 900 AWRS Telepített mintavevő, 24 x 1L polietilén edény, 230V, EU csatlakozó

Termékszám: SD900A.99.11512

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

The All Weather Refrigerated Sampler: Hach Sigma SD 900 AWRS

Az automata perisztaltikus mintavevő alkalmas idő, térfogat és esemény arányos mintavételezéshez. 24 x 1 literes polietilén edénnyel és 7.5 m szívócsővel (belső átmérő 9.5 mm), EU csatlakozóval és 230V tápegységgel.

Telepített mintavevő kültéri és beltéri használatra.

A keresztzennyeződés elkerülése céljából a rendszer minden egyes minta előtt és után tisztítást végez. A szivattyú csöveinek élettartama 20.000 ciklus, ez más mintavevők esetében 1.000 ciklus.

A műszer ellenáll a páras és erősen korrozív környezetben azáltal, hogy a kompresszor a műszerszekrény tetején helyezkedik el. Az egyszerűsített billentyűzet intuitív ikonokkal és legördülő menüvel egyszerű beállítást tesz lehetővé. A rugós görgőkkel ellátott perisztaltikus szivattyú csökkenti a csövek elhasználódását és megakadályozza a szivattyú eltömődését. Használjon minta megtekintő PC szoftvert távprogramozáshoz.

Reduced maintenance

implified keypad with intuitive icons and scrolling menu of the Hach Sigma SD900 Active Cooling Sampler assures easy setup. The large 5-line transreflective LED backlit display is readable in bright or subdued lighting.

Reliable peristaltic pump technology

Worried about replacing tubing? The peristaltic pump with spring loaded rollers reduces pump tubing wear and prevent pump jams. The life time of pump tubing is 20,000 cycles compared to 1000 cycles on other samplers.

Easy to use

Do you need samples to meet local regulations of 24 x hourly mixed / daily mixed sample?

We offer unique options of 1 x 25 liter PE and 1 X 20 liter glass with an active cooled sampler base.

Advanced liquid detection

The compact, weather-proof housing polyethylene plastic ensures failure-free operation over many years even in extremely corrosive applications.

Accurate thermal control system

The Sigma SD900 Portable Active cooling sampler comes with an integrated cooling machine which includes an autarktic temperature control for accurate temperature controlled sample conservation.

Műszaki adatok

Garancia: 24 hónap

Mintatérfogat: 10 ml-es lépésekben programozva a következő értékek között: -

Opciók:	24 x 1 L PE
Szívómagasság:	-es szívófej 8,84 m 3/8"-es vinil szívócsővel, tengerszinten, 20 - 25 °C-on
Szórt fény:	.88 m/s (2.9 ft/s) to a vertical lift of 4.6m (15ft), with a 4.8m (16ft) long, .95cm (3/8") vinyl suction tube. 2°C at sea level
Szünet mód:	EU plug