



8350 Kombinált pH-érzékelő, 3/4", analóg, fluoridtartalmú mintákhoz

Termékszám: 08350=C=0004

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

With PPS body, 10 m cable and liquid earth rod. T_{max} 110 °C.

Széles méréstartomány: 0 és 14 pH-érték között

Gyors válaszdő a pontos hőmérséklet-kompenzáláshoz (beépített Pt100)

Optimált élettartam: a kettős csatlakozó nagymértékben ellenáll a mérgezésnek

A test és a csatlakozó kémiaiilag ellenálló anyagokból áll, az üvegtest ütészédett

Karbantartásmentes: kombinált gél elektród

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	8350 pH sensor with protective cap, user manual
Alkalmazás:	High temperature
Anyag:	Flat PTFE junction, Guarded glass, Stainless steel ring for impedance measurements, PPS body
Csatlakozó:	Fixed cable
Csúszás:	< 2 mV/week non-cumulative
Elektrolit:	KNO ₃ and KCl
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	PT100
Hossz:	150 mm
Kábel hossz:	10 m
Különleges jegyzet:	Not suitable for water samples containing fluoride pH <6
Membrán:	Flat PTFE junction
Méréstartomány:	0 - 14 pH, ± 0.05 pH
Működési hőmérséklet tartomány:	Temperature Maximum: 110 °C (230 °F)
Nyomástartomány:	Maximum Pressure: 10 bar (145 psi) at 80 °C
Precizitás (RDS):	0.05 pH at 25 °C

Referencia elektróda:	None
Special notes:	Temperature sensor in contact with medium
Szenzor menet:	0.75" NPT at both sensor ends
Válaszidő T95:	10 s

A doboz tartalma

8350 pH sensor with protective cap, user manual