



Maintenance Kit for hydrogen thermal conductivity sensors with protection cap 29142 for use with the 3654

Termékszám:	32747
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Includes membranes 2952A, membrane holding ring 29228.01, O-rings 29039.0 and 28613.0, and tools for sensor maintenance.

Műszaki adatok

Műszer:	Orbisphere 3654 Portable N2 and H2 Analyzer (TC), Orbisphere 3658 Analyzer Portable CO2 Analyzer (TC)
Paraméter:	H2
Tárolási feltételek:	Store in a dry place at room temperature