



POCKET Colorimeter II Koloriméter ammónium elemzésére

Termékszám:

5953000V.01

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

Ammónia küvettateszt meghatározására programozott hordozható koloriméter Hordtáskában, elemekkel és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Garancia:	24 hónap
Méréstartomány:	2.0 - / 0.015-2.0 mg/L /1.0-12.0 mg/L NH ₄ -N
Paraméter:	Ammónium (az LCK303, 304, 305 küvettákhoz alkalmas)

A doboz tartalma

Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.