



POCKET Colorimeter II Koloriméter KOI-elemzéshez (felső tartomány)

Termékszám: 5953000V.04

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A kémiai oxigénigény (KOI) felső tartományú (HR) küvettatesztes meghatározására programozott hordozható koloriméter Hordtáskában, elemekkel és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű konstrukció

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Garancia:	24 hónap
Méréstartomány:	1000 - 10000 mg/L O ₂ / 150 - 1000 mg/L O ₂
Paraméter:	KOI HR (az LCK014, 114 küvettákhoz alkalmas)

A doboz tartalma

Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.