



POCKET Colorimeter II Koloriméter foszfát elemzésére

Termékszám:

5953000V.05

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A foszfát küvettatesztek meghatározására programozott hordozható koloriméter Hordtáskában, elemekkel és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű konstrukció

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Méréstartomány:

0.5 - 5.0 mg/L PO₄-P / 0.05 - 1.5 mg/L PO₄-P / 2.0-20.0 mg/L PO₄-P

Paraméter:

Foszfát (az LCK348, 349, 350 küvettákhoz alkalmas)

A doboz tartalma

Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.