



POCKET Colorimeter II Koloriméter cink elemzéséhez

Termékszám:

5953000V.06

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A cink küvettesztes meghatározására programozott hordozható koloriméter Hordtáskában, elemekkel és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Méréstartomány:

0.2 - 6.0 mg/L Zn

Paraméter:

Cink (az LCK360 küvettához alkalmas)

A doboz tartalma

Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.