



Hach 5500 sc Szilika analizátor

Termékszám:	5500.KTO.S0.XXX
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Kevesebb karbantartás, kevesebb állásidő

Megbízható on-line szilika analizátor, mellyel kritikus időt és erőfeszítést takaríthat meg. Kapható 1/2/4/6 csatornás kivitelben, mely tartalmazza a reagenskészletet a beüzemeléshez és akár 90 napos használathoz.

Az analizátor akár 90 napig működik 2 liter vegyszerrel felügyelet nélkül. Ez kétszer olyan hosszú idő, mint a korábbi gyártású analizátoroké.

Az ipar egyetlen túlnyomásos reagens szállító rendszere megszünteti a szivattyúk használatát és azok gyakori karbantartását.

A nem tervezett leállások megelőzhetők a megelőző diagnosztikai rendszereknek köszönhetően, mint a Prognosys technológia, figyelmeztető LED-ek és jól látható figyelmeztető jelzések.

Nincs többé kicsöpögő reagens a műszerre, a padlóra, vagy akár a ruhára. A szivárgásmentes üvegben szállított vegyszerek cseréje a színekódolt kupaknak köszönhetően rendkívül egyszerű.

Kézi minta beadás vagy levétel tulajdonság lehetővé teszi az analizátornak beadott kézi minta gyors mérését. A minta egyszerűen levehető az analizátorból ahhoz, hogy laboratóriumi ellenőrzéseket végezhesünk valamely megbízható labor termékünkkel.

Folyamatos működés 90 napon keresztül

Az analizátor akár 90 napig működik 2 liter vegyszerrel felügyelet nélkül. Ez kétszer olyan hosszú idő, mint a korábbi gyártású analizátoroké.

Kevesebb karbantartási igény

Az ipar egyetlen túlnyomásos reagens szállító rendszere megszünteti a szivattyúk használatát és azok gyakori karbantartását.

Nincs állásidő

A nem tervezett leállások megelőzhetők a megelőző diagnosztikai rendszereknek köszönhetően, mint a Prognosys technológia, figyelmeztető LED-ek és jól látható figyelmeztető jelzések.

Tiszta, gyors és egyszerű reagens csere

Nincs többé kicsöpögő reagens a műszerre, a padlóra, vagy akár a ruhára. A szivárgásmentes üvegben szállított vegyszerek cseréje a színekódolt kupaknak köszönhetően rendkívül egyszerű.

Könnyen ellenőrizhető labor műszerünkkel – nem veszteget időt találgatással

Kézi minta beadás vagy levétel tulajdonság lehetővé teszi az analizátornak beadott kézi minta gyors mérését. A minta egyszerűen levehető az analizátorból ahhoz, hogy laboratóriumi ellenőrzéseket végezhesünk valamely megbízható labor termékünkkel.

Alkalmazás:	Tiszta víz / Energia
Áramellátási követelmények (feszültség):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Borítás besorolás:	IP56 / NEMA 4X
Csatlakozó:	Minta vezeték és minta bypass leeresztő: 6 mm (¼-in.)
	Légtelenítő bemenet: 6 mm (¼-in.) Vegyszer és ház leeresztő: 9,5 mm (3/8-in.)
Csatornák száma:	1, 2, 4, 6; programozható sorrend
Detektálási határ:	0.5 µg/L
Felszerelési mód:	Falra, panelre vagy asztalra szerelhető
Fényforrás:	Class 1M LED (fénykibocsátó dióda)
	810 nm hullámhossz csúccsal
Ismételhetőség:	± 0,5 µg/L vagy ± 1 % a leolvasott értékre vonatkoztatva, amelyik nagyobb
Kézi minta:	Kézi minta beadási vagy levételi képesség
Kézikönyv nyelvek:	Angol
	Francia
	Spanyol
	B.Portugál
	Kína
	Japán
	Korea
	Thai
	Német
	Olasz
	C. Portugál
	Cseh
	Dán
	Hollan
	Lengyel
	Svéd
	Finn
	Bolgár
	Magyar
	Román
	Litván
	Orosz

	Török
	Szlovák
	Szlovén
	Horvát
	Görög
	Észt
Kimenet :	4 to 20 mA
Mérési elv:	Kolorimetriás
Méréstartomány:	0 - 5000 µg/L mint SiO ₂
Méreték (MxSZxM):	804 mm x 452 mm x 360 mm
Minta hőmérséklet:	5 - 50°C (41 - 122°F)
Minta: nyomás:	0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (előre beállított nyomásszabályzó)
Mintaáram:	55 - 300 mL/perc
Működési hőmérséklet tartomány:	5 - 45 °C
Működési páratartalom:	5 - 95 % nem lecsapódó (csak beltéri használatkor)
Paraméter:	Silica
Precizitás (RDS):	0 - 500 µg/L: ±1% vagy ±1 µg/L a leolvasott értékre vonatkoztatva, amelyik nagyobb; 500 - 5000 µg/L: ±5%
Reagens igény:	2 L összes reagens 90 nap, 15 perces ciklusidő mellett
Relék:	4 relé kimenet; típus: SPDT relé, az összes névleges 5 A rezisztív, 240 VAC maximum
Riasztás:	4 relé kimenet; típus: SPDT relé, az összes névleges 5 A rezisztív, 240 VAC maximum
	Csatlakozás: 18 -14 AWG kábel, 18 AWG sodrott ajánlott
Súly:	20 kg reagensek és standardok nélkül, 36,3 kg reagensekkel
Szennyezési fok:	2/II
Tanúsítványok:	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000) KC (EN 61326-1: 2006) C-tick (EN 61326-1: 2006) cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Tárolási feltételek:	-20 - 60 °C
Válaszidő :	Стандартно, 9.5 минути при 25 °C (77 °F); променящо се според температурата
Védettségi osztály:	I
Vezérlő kompatibilitás:	SC200, SC1000