



Reagenshozzáadási modul az SAC850 vagy SAC950 mintatöltőhöz

Termékszám:

X91T096

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

A reagenshozzáadási modul perisztaltikus szivattyúival a reagensek hozzáadása a minták előkészítési folyamatának része lesz, a pontos mintavételi mennyiség 1% körül van. A reagenshozzáadási modulba tartozik egy perisztaltikus szivattyúszerelvény, egy reagenshozzáadási hegy, és szilikoncsövek.

Minimalizálja a minták előkészítésének idejét

Leegyszerűsíti az üzemelő feladatait

Hatékonyabb mintaelemzés