



Manganous sulfate powder pillows, pk/50

Termékszám:

107166

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For determination of Dissolved Oxygen by the Winkler titration method. Range: 1 to >10 mg/L. Hach methods 8215 and 8229. Sample size: 300 mL.

Műszaki adatok

Méréstartomány:

1 - greater than 10 mg/L

Paraméter:

Dissolved Oxygen

Platform:

Porpárna

Tesztek száma:

50