



Pufferporpárnák, 8,00-es pH, 15/csomag

Termékszám:

1407995

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-porpárna pH-elektrodák kalibrálásához. Minden porpárna 50 mL friss pufferoldattal előállításához használható. Színtelen. A pH-érték 25 °C-on 8,00 ±0,02. Egy csomagban 15 porpárna. Egy csomagban 15 porpárna

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az elkészített oldatot
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Porpárnák
pH érték(ek):	8,00 ±0,02 pH 25 °C-on
Színkódolt?:	Nem
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	15 darab