



Test kit, nitrate-nitrite, model NI-12

Termékszám:

1408100

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Dual Range
Méréstartomány (2):	0,01 - 0,40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Módszer név:	Color disc/Cadmium reduction, Diazotization
Paraméter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite - NO ₃ ⁻ -N/NO ₂ ⁻ -N
Parameter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	1 0.01
Standard mérési tartomány:	0 - 40 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0.01 - 0.40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	NI-12**
Típus:	NI-12