



Reagent powder pillows, CuVer® 1, copper, 25 mL, pk/1000

Termékszám: 1418828

Veszélyes

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.



Javasolt cserék:

- 1418899

For copper determination by the bichinchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L Cu. EPA compliant - Hach Method 8506. Sample Size: 25 mL. Pack of 1000 powder pillows

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Módszer név:	Bichinchoninate
Módszer száma:	8506
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	1000