



Phosphorus, orthophosphate (reactive) test kit, model PO-14

Termékszám:

147500

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Single Range
Módszer név:	Color disc/Stannous
Paraméter:	Phosphorus, Orthophosphate (reactive) - As PO_4^{3-}
Parameter:	Phosphorus
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.1
	1
Standard mérési tartomány:	0 - 4.4 mg/L PO_4
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100 C**
Tesztkészlet model:	PO-14
Típus:	PO-14