



Acetate Buffer Solution, pH 4.0, 100 mL

Termékszám:

1490932

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Acetate Buffer Solution, pH 4.0. Total and/or Free Chlorine. Method: Amperometric. pk/100 mL.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	6 - 1000 µg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂
Módszer név:	Amperometric Titration
Módszer száma:	8209
Műszer:	AutoCat™ 9000
Platform:	Oldat
Tesztek száma:	100