



## HydraVer® 2 hydrazine reagent, 500 mL

**Termékszám:**

**179049**

**Veszélyes**

**HUF Ár (nettó):**

**Elérhetőségünk**

**Elérhető**



For hydrazine determination in boiler waters by the p-Dimethylaminobenzaldehyde method. Hach method 8141. Range: 4-600 µg/L N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>. (Also used in visual test kits. Range: 0.02-1.00 mg/L) 500 mL bottle

### Műszaki adatok

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Méréstartomány:        | 4 - 600 µg/L N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> |
| Módszer név:           | p-Dimethylaminobenzaldehyde                |
| Módszer száma:         | 8141                                       |
| Műszer:                | All except DR 900, PC II                   |
| Paraméter:             | Hydrazine                                  |
| Platform:              | Oldat                                      |
| Tárolási feltételek:   | 10 - 25 °C                                 |
| Térfogat/ csomagméret: | 500 mL                                     |
| Tesztek száma:         | 100                                        |