



Cylinder, graduated, mixing, glass, 25 mL ± 0.3 mL, 0.5 mL divisions, glass stopper #13

Termékszám:	189640
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Low form, single metric scale, glass stopper, graduated. Calibrated "to contain," durable white scale.

Scale is durable white ceramic enamel. Designed to meet ASTM Specification E1272, Style 2 (Class B). Includes glass stopper.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	25 mL
Mérés módszer:	To Contain
Tanúsítványok:	Class B
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus, keverés