



Bottle, BOD, 60 mL capacity, marked 30 mL graduation line

Termékszám:	190902
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

The standard for BOD analysis. Borosilicate glass bottle with flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stopper included (60 mL sizes).

Műszaki adatok

Anyag:	Borosilicate Glass
Body Material:	Borosilicate Glass
Kapacitás:	60 mL
Package size UOM:	1pk
Térfogat/ csomagméret:	1 each