



Phenylarsine Oxide (PAO) Standard Solution, 0.00564 N, 1 L

Termékszám:

199953

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For chlorine determination by amperometric titration methods. Note: also available in Digital Titrator cartridges. 0.00564 N, 1 liter bottle

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Módszer név:	Amperometric Titration
Módszer száma:	10025
Műszer:	AutoCat [™] 9000
Platform:	Oldat