



**Be Right™**



## Sulfuric acid standard solution, 0.020 N (N/50), 4 L

**Termékszám:**

**20356**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



For alkalinity determination by buret titration. Hach method 8221. 4 liter bottle

---

### Műszaki adatok

|               |         |
|---------------|---------|
| Koncentráció: | 0.020 N |
| Platform:     | Oldat   |
| Térfogat:     | 4 L     |