



Test kit, carbon dioxide, model CA-DT

Termékszám:

2064100

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Utilizing the Hach Digital Titrator, the Model CA-DT kit is used to determine carbon dioxide concentrations. Kit includes Digital Titrator, reagents and labware, manual and carrying case. Range: 10.1-1,000 mg/L. Contains approximately 50 tests.

Hach Digital Titrator offers higher levels of precision and accuracy than drop count procedures, with reproducibility comparable to a buret titration

Rugged titration device is ideal for field use, with no glass burets required

Műszaki adatok

Lábjegyzet:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. 1EPA-accepted for wastewater. Check with your regulatory agency.
Méréstartomány:	10 - 1,000 mg/L CO ₂
Módszer név:	Digital Titrator/ Sodium hydroxide Phenolphthalein
Paraméter:	Carbon Dioxide - As CO ₂
Platform:	Digitális titrátor
Smallest increment:	0.1, 2.0
Tartó stílus:	F
Teszttek száma:	50
Tesztkészlet model:	CA-DT