



Pipetta, szerológiai, üveg, 25 mL

Termékszám:	206640
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Skálázott üvegpipetták. „Szállításhoz” kalibrálva. Az ASTM E1044 szabvány specifikációinak megfelelő kialakítás.

Műszaki adatok

Graduations:	0.1 mL
Kapacitás:	25 mL
Módszer száma:	8006
Műszer:	Mind, kivéve: DR/4000, PC II
Térfogat/ csomagméret:	1 darab