



Bottle, Sampling, Low Density, Polyethylene, 250 mL, 12/pk

Termékszám:	2087076
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Low-density polyethylene (LDPE) bottles feature wide-mouth opening for easy filling and leak-proof polypropylene closure. Great choice for grab samples, shipping liquids, soil sampling, and storing dry chemicals.

Műszaki adatok

Anyag:	LDPE
Body Material:	Low Density Plastic
Kapacitás:	250 mL
Package size UOM:	12pk
Térfogat/ csomagméret:	12 /pk