



Bottle, Sampling, Low Density, Polyethylene, 1 L, 6/pk

Termékszám:	2087083
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Low-density polyethylene (LDPE) bottles feature wide-mouth opening for easy filling and leak-proof polypropylene closure. Great choice for grab samples, shipping liquids, soil sampling, and storing dry chemicals.

Műszaki adatok

Anyag:	LDPE
Body Material:	Low Density Plastic
Kapacitás:	1000 mL
Package size UOM:	6pk
Térfogat/ csomagméret:	6 /pk