



## Bottle, Sampling, High Density, Polyethylene, 2 L

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>           | <b>2087154</b> |
| HUF Ár (nettó):              | Elérhetőségünk |
| Szállítási dátum nem látható |                |

High-density polyethylene bottle with wide-mouth (89 mm) opening. Excellent sampling bottle for grab samples, storing dry chemicals, and shipping liquids.

---

### Műszaki adatok

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Anyag:                 | HDPE                 |
| Body Material:         | High Density Plastic |
| Kapacitás:             | 2 L                  |
| Package size UOM:      | 1pk                  |
| Térfogat/ csomagméret: | 1 each               |